

RC-LS, CheckEye DX - 릴리스 #4218

[ORCA연계] orca연계소프트스케줄러について

2024/01/24 14:01 - 金 基鐘

상태:	終了	시작시간:	2024/01/24
우선순위:	通常	완료기한:	
담당자:	饗庭 幸友	진척도:	70%
범주:		추정시간:	0.00 시간
목표버전:		소요 시간:	0.00 시간
시스템:	CheckEye DX, RC-LS 클라우드	配布予定日:	2024/01/29

설명
いつもお世話になります。 PLESIONの金です。 新規サーバ交換およびorca連携ソフトガンでテストできるorca連携ソフトを送ります。 orca連携ソフトをインストールしてテストおよびマニュアル作成お願いいたします。 ベータサーバでテストできます。テストは1月29日から可能です。 orca連携ソフト設置方法 - 添付ファイルをダウンロードします。 - 解凍します。 - pcに古いプログラムがインストールされている場合は、フォルダ内でReinstall.batを実行します。 - 初めてインストールする pc なら setup.exe を実行します。 以上、よろしくお願いします。 ----- 신규서버교체 및 orca연계소프트건으로 테스트할 수 있는 orca연계소프트를 보냅니다. orca연계소프트를 설치해서 테스트 및 매뉴얼 작성 부탁드립니다. 베타서버에서 테스트할수있습니다. 테스트는 1월29일 부터 가능합니다. orca연계소프트 설치방법 - 첨부파일을 다운로드합니다. - 압축을 해제합니다. - pc에 구 프로그램이 설치되어 있다면 폴더내에 Reinstall.bat 를 실행합니다. - 처음설치하는 pc라면 setup.exe를 실행합니다.

이력

- #1 - 2024/01/24 14:09 - 金 基鐘
- 제목을(를) [ORCA연계] orca연계소프트일정에 대하여에서 [ORCA연계] orca연계소프트스케줄러について(으)로 변경되었습니다.
 - 담당자를(를) 饗庭 幸友(으)로 지정되었습니다.

附件 8

????????

#2 - 2024/01/25 13:09 - 金 基鐘

- 상태를(를) 新規에서 進行中(으)로 변경되었습니다.
- 담당자을(를) 饗庭 幸友에서 金 基鐘(으)로 변경되었습니다.
- 진척도를(를) 0에서 50(으)로 변경되었습니다.

BETA????????????????

????????????????

????20240117??2024011728??

????????

베타서버 교체일정을 보냅니다.

따라서 이 기간에는 사용이 중지됩니다.

교체일정 : 2024년01월27일 ~ 2024년01월28일까지

입니다.

업무에 참고바랍니다.

#3 - 2024/01/31 12:13 - 金 基鐘

- 파일에 release.zip이(가) 추가되었습니다.

??????????
PLESION????

??ORCA????????

????????

안녕하세요

김기종입니다.

니씨이용 ORCA연계소프트를 추가했습니다.

메뉴얼만들때 참고해주세요.

야스다상 수고많습니다.

아래내용으로 고객에게 발송부탁합니다.

고객리스트는 현재 orca연계소프트를 사용하고있는고객입니다.

고객리스트

ID	MAIL	고객명
ls10119374	office_czc@arion.ocn.ne.jp	ながのファミリークリニック
ls10163723	hasegawageka@ybb.ne.jp	医療法人 長谷川医院
ls10503417	ookitaipad@icloud.com	大北内科
ls11403360	seikei_shibata@me.com	南大高整形外科リハビリクリニック
ls12007181	shishidaganka@outlook.jp	医療法人社団 ししだ眼科クリニック
ls12410686	miyoshi-3449@watch.ocn.ne.jp	みよし内科クリニック
ls15501903	miya1-jimu@ken-ei.or.jp	医療法人社団 健栄会 宮前平健栄クリニック
ls15809436	clinicurata@icloud.com	医療法人結愛会 うらたクリニック
ls16508162	info@urawamisono-katayamaclinic.jp	かたやまクリニック
ls17210032	headoffice@takasu-hospital.com	医療法人三尚会 高須病院
ls17210476	info@hirayama-hc.com	平山ハートクリニック

(11고객에게 발송내용)

お知らせ内容

- ・対象：「ORCA接続ソフト」を使用するお客様
- ・タイトル：「新ORCA接続ソフト」を使用する（「旧ORCA接続ソフト」を削除）
- ・日付：2024年02月19日（月曜日）より使用
- ・内容：「旧ORCA接続ソフト」（バージョン：2.0.0.6）は2024年02月15日までのみ使用します。

2024年02月19日（月曜日）からはじめは「新ORCA接続ソフト」（バージョン：3.0.0.1）をホームページからダウンロードしてご使用ください。

その後、プログラムから直接ダウンロードしてインストールすることができます。
詳しくは今後ホームページに開示されるマニュアルを参照してください。

(マニュアルはプログラムと共に登録予定です。)

#5 - 2024/02/06 14:33 - 金 基鐘

- 파일에 release.zip이(가) 추가되었습니다.

#6 - 2024/02/06 14:36 - 金 基鐘

- 파일 값이 지워졌습니다. (release.zip)

#7 - 2024/02/06 15:06 - 金 基鐘

饗庭 様

??????????
PLESION????

質問があります。
checkeye-dxには、orca連携ソフトとマニュアルを投稿する場所（URL）を教えてくださいありがとうございます。

아이바상 항상신세지고있습니다.

김기중입니다.

질문이 하나 있습니다.

checkeye-dx에는 orca연계소프트 프로그램과 메뉴얼을 게시하는 장소(URL)을 알려주시면 대단히 감사하겠습니다.

#8 - 2024/02/06 15:13 - 金 基鐘

- 담당자을(를) 金 基鐘에서 饗庭 幸友(으)로 변경되었습니다.

#9 - 2024/02/16 15:08 - 饗庭 幸友

- 시스템에 CheckEye DX이(가) 추가되었습니다.

PLESION 金 基鐘様

いつもお世話になります。株式会社風画の饗庭です。

マニュアルを作成しておりますが、「環境設定」タブで「テスト」をクリックすると終了してしまいます。

仕様でしょうか？

Upgradeタブは何の為にあるのでしょうか？

宜しくお願い致します。

饗庭幸友
株式会社風画
C: 090-7581-5091
E: yaiba@fuga-inc.com
U: <https://www.fuga-inc.com>

#10 - 2024/02/16 15:31 - 金 基鐘

- 파일에 RC_LS_Client_ORCA接続操作マニュアル_V3.0.0.1.pdf이(가) 추가되었습니다.
- 파일에 RC_LS_Client-変更ポイント_V3.0.0.1.pdf이(가) 추가되었습니다.
- 진척도를(를) 50에서 70(으)로 변경되었습니다.

いつもお世話になります。

PLESIONの金です。

私はマニュアルを作成しましたが、添付ファイルとしてアップロードします (RC_LS_Client_ORCA接続操作マニュアル_V3.0.0.1.pdf)
変更の関連文書も参照してください。 (RC_LS_Client-変更ポイント_V3.0.0.1.pdf)

マニュアルを作成しておりますが、「環境設定」タブで「テスト」をクリックすると終了してしまいます。

=> 環境設定のボタンテストはorca DB接続テストです。
環境設定で下にLog
Writeチェックして[設定保存]して保存し、もう一度[テスト]してログファイル(c:\Rc_lsCL\Log)ファイルを送ってください。
画面も一緒に送っていただければ確認してみます。

=> 환경설정의 버튼 테스트는 orca DB 접속테스트입니다.

밑에 Log Write 체크하고 [설정보존]해서 저장한다음에 다시한번 [테스트]해서 로그파일(c:\Rc_lsCL\Log)파일을 보내주세요.

화면도 함께보내주시면 확인해보겠습니다.

宜しくお願い致します。

#11 - 2024/02/16 15:47 - 饗庭 幸友

- 파일에 cl_env.zip이(가) 추가되었습니다.

PLESION 金基鐘様

いつもお世話になります。株式会社風画の饗庭です。

ログを添付いたします。
宜しくお願い致します。

饗庭幸友
株式会社風画
C: 090-7581-5091
E: yaiba@fuga-inc.com
U: <https://www.fuga-inc.com>

#12 - 2024/02/16 15:52 - 金 基鐘

cl_env.iniファイルから

start.checkkeyedx.com - > checkkeyedx.com

に変更してください。

そしてプログラムを終了して再実行してください。

cl_env.ini파일에서

start.checkkeyedx.com -> checkkeyedx.com

로 변경해주세요.

그리고 프로그램을 종료하고 다시실행해주세요.

#13 - 2024/02/19 10:29 - 饗庭 幸友

PLESION 金基鐘様

いつもお世話になります。株式会社風画の饗庭です。

お返事有難うございました。

しかし、start.checkkeyedx.com - > checkkeyedx.com 変更しても結果は同じでした。

また、<https://start.checkeyedx.com/>に接続してログインできますが、ORCA接続ソフトでは「接続」しても「ユ | ザ | IDまたはパスワードに誤りがあります」と出ます。

ご確認いただけますでしょうか？

饗庭幸友
株式会社風画
C: 090-7581-5091
E: yaiba@fuga-inc.com
U: <https://www.fuga-inc.com>

<https://start.checkeyedx.com/>

#14 - 2024/02/19 10:41 - 金 基鐘

申し訳ありませんが、一度試してみます。

cl_env.iniとログを受け取りたいです。

죄송하지만 제가 한번 해보겠습니다.

지난번처럼 cl_env.ini와 로그를 받아보고 싶습니다.

#15 - 2024/02/19 10:55 - 金 基鐘

前回受信したcl_env.iniファイルを見ると、id = s12525290です。
もし前に「J」が抜けたのではないのでしょうか？

申し訳ありませんが、一度試してみます。
cl_env.iniとパスワードとログを受け取りたいです。

지난번에 받아본 cl_env.ini파일을 보면 id = s12525290 입니다.

혹시 앞에 'J'이 빠진것 아닐까요?

#16 - 2024/02/19 11:04 - 饗庭 幸友

- 파일에 Log.zip이(가) 추가되었습니다.

PLESION [金 基鐘](#)様

いつもお世話になります。株式会社風画の饗庭です。

お返事有難うございました。

ログを添付します。cl_env.iniはLogフォルダ内にあります。

ご確認いただけますでしょうか？

宜しくお願い致します。

饗庭幸友
株式会社風画
C: 090-7581-5091
E: yaiba@fuga-inc.com
U: <https://www.fuga-inc.com>

#17 - 2024/02/19 11:10 - 金 基鐘

以下のcl_env.iniの内容を見ると

ユ | ザ | IDはs12525290です。
このユ | ザ | はいません。
もし前に「l」がついて「ls12525290」ではないでしょうか？

#18 - 2024/02/19 11:58 - 饗庭 幸友

- 파일에 ChkEyeCL_2024021911.log이(가) 추가되었습니다.

PLESION [金 基鐘](#)様

いつもお世話になります。株式会社風画の饗庭です。

お返事有難うございました。

上手くいくようになりました。お騒がせしました。有難うございました。

ただし、「環境設定」タブで、「テスト」をクリックすると終了します。

Logを添付いたします。

宜しくお願いします。

饗庭幸友
株式会社風画

C: 090-7581-5091
E: yaiba@fuga-inc.com
U: <https://www.fuga-inc.com>

#19 - 2024/02/19 12:39 - 金 基鐘

- 파일에 release.zip이(가) 추가되었습니다.

大変申し訳ございません。
修正を添付ファイル(ニチ用(20240219))に送信します。

#20 - 2024/02/19 13:28 - 饗庭 幸友

PLESION [金 基鐘](#)様

いつもお世話になります。株式会社風画の饗庭です。

お返事有難うございました。

「テスト」ボタンも上手くいくようになりました。有難うございました。

宜しくお願いします。

饗庭幸友
株式会社風画
C: 090-7581-5091
E: yaiba@fuga-inc.com
U: <https://www.fuga-inc.com>

#21 - 2024/02/19 13:50 - 饗庭 幸友

- 상태를(를) 進行中에서 終了(으)로 변경되었습니다.

파일

release.zip	2.259 MB	2024/01/31	金 基鐘
release.zip	4.259 MB	2024/02/06	金 基鐘
RC_LS_Client-変更ポイント_V3.0.0.1.pdf	716.698 KB	2024/02/16	金 基鐘
RC_LS_Client_ORCA接続操作マニュアル_V3.0.0.1.pdf	1.284 MB	2024/02/16	金 基鐘
cl_env.zip	881 Bytes	2024/02/16	饗庭 幸友
Log.zip	14.942 KB	2024/02/19	饗庭 幸友
ChkEyeCL_2024021911.log	38.739 KB	2024/02/19	饗庭 幸友
release.zip	2.259 MB	2024/02/19	金 基鐘