

リリース # 5090 (終了): クラウド版 2024 年 9 月 release (RC-LS, CheckEye DX)

2024/08/12 09:15 - 裴相洵

：	終了	：	2024/08/12
：	通常	：	
：	衰 相洵	：	100%
：		：	0.00
：		：	0.00
システム：	CheckEye DX, RC-LS クラウド		

Figure 1 illustrates the experimental design, showing a sequence of events: Stimulus presentation, Response, Feedback, and Inter-trial interval. The sequence is repeated for multiple trials, starting from a 'Start' box and ending at an 'End' box.

가

```
CREATE TABLE us_ru.ruc1100h (
  cstm_id varchar(10) NOT NULL, -- 顧客ID
  rule_ab_cd varchar(9) NOT NULL, -- ルール摘要コード
  seq int8 NOT NULL, -- 変更履歴 SEQ
  chkstring varchar(100) NOT NULL, -- チェック文字変更履歴
  dt_type varchar(1) NOT NULL DEFAULT '1'::character varying, -- データ区分: 1:追加 2:削除
  cre_user varchar(20) NOT NULL DEFAULT 'chris'::character varying, -- 作成者ID
  cre_dttm timestamp NULL DEFAULT LOCALTIMESTAMP, -- 作成日時
  CONSTRAINT ruc1100h_pk PRIMARY KEY (cstm_id, rule_ab_cd, seq)
);

COMMENT ON TABLE us_ru.ruc1100h IS '禁忌病名 | 変更履歴';
```

```
-- Column comments
```

```
COMMENT ON COLUMN us_ru.ruc1100h.cstm_id IS '顧客ID';

COMMENT ON COLUMN us_ru.ruc1100h.rule_ab_cd IS 'ル | ル摘要コ | ド';

COMMENT ON COLUMN us_ru.ruc1100h.seq IS '変更履歴 SEQ';

COMMENT ON COLUMN us_ru.ruc1100h.chkstring IS 'チェック文字変更履歴';

COMMENT ON COLUMN us_ru.ruc1100h.dt_type IS 'デ | タ区分: 1:追加 2:削除';
```

```

COMMENT ON COLUMN us_ru.ruc1100h.cre_user IS '作成者 I D';
COMMENT ON COLUMN us_ru.ruc1100h.cre_dttm IS '作成日時';

-- Permissions

ALTER TABLE us_ru.ruc1100h OWNER TO owlpg;
GRANT ALL ON TABLE us_ru.ruc1100h TO owlpg;

CREATE TABLE us_ru.ruc1200h (
cstm_id varchar(10) NOT NULL, -- 顧客ID
rule_ab_cd varchar(9) NOT NULL, -- ルール摘要コード
seq int8 NOT NULL, -- 変更履歴 SEQ
outp_type varchar(1) NULL, -- 入院外区分. 審査対象=1 非審査対象=0
imp_type varchar(1) NULL, -- 入院区分. 審査対象=1 非審査対象=0
dpc_type varchar(1) NULL, -- DPC区分. 審査対象=1 非審査対象=0
excep_medt_type varchar(20) NULL, --
excep_cmt varchar(100) NULL, --
cre_user varchar(20) NOT NULL DEFAULT 'chris::character varying, -- 作成者 I D
cre_dttm timestamp NULL DEFAULT LOCALTIMESTAMP, -- 作成日時

CONSTRAINT ix_ruc1200h_pk PRIMARY KEY (cstm_id, rule_ab_cd, seq)
);
COMMENT ON TABLE us_ru.ruc1200h IS '禁忌病名 対象マスタ | 変更履歴';

-- Column comments

COMMENT ON COLUMN us_ru.ruc1200h.cstm_id IS '顧客ID';
COMMENT ON COLUMN us_ru.ruc1200h.rule_ab_cd IS 'ルール摘要コード';
COMMENT ON COLUMN us_ru.ruc1200h.seq IS '変更履歴 SEQ';
COMMENT ON COLUMN us_ru.ruc1200h.outp_type IS '入院外区分. 審査対象=1 非審査対象=0';
COMMENT ON COLUMN us_ru.ruc1200h.imp_type IS '入院区分. 審査対象=1 非審査対象=0';
COMMENT ON COLUMN us_ru.ruc1200h.dpc_type IS 'DPC区分. 審査対象=1 非審査対象=0';

COMMENT ON COLUMN us_ru.ruc1200h.excep_medt_type IS '
COMMENT ON COLUMN us_ru.ruc1200h.excep_cmt IS '
COMMENT ON COLUMN us_ru.ruc1200h.cre_user IS '作成者 I D';

```

COMMENT ON COLUMN us_ru.ruc1200h.cre_dttm IS '作成日時';

-- Permissions

ALTER TABLE us_ru.ruc1200h OWNER TO owlpg;

GRANT ALL ON TABLE us_ru.ruc1200h TO owlpg;

#3 - 2024/09/23 09:59 - 裴 相洵

- ()新規 終了() .
- () 0 100() .

9 &